

# Ökad trygghet och bättre kontroll!

Blodsocker-  
värden i din  
smartphone



bluetooth



E-mail



**Glucolog**   
B.T.device 

**Bättre koll på din diabetes!**

Med **Glucolog B.T. device** och tillhörande applikationer får du en mer överskådlig dokumentation av blodsockervärdena än t ex med en vanliga pappersdagbok. Dessutom har du ju alltid värdena tillgängliga i din telefon. Inmatningen är enklare och risken för felskrivning minskar.

Läs mer på [www.menariniagnostics.se](http://www.menariniagnostics.se)

 **A.MENARINI**  
diagnostics

# Glucolog<sup>®</sup> M B.T. device

Glucolog B.T. device är en tekniskt avancerad Bluetooth-enhet som möjliggör direktöverföring av blodsockervärden från blodsockermätaren till en smartphone eller läsplatta. För detta krävs följande:

- Mendor Descreet Blodsockermätare
- Glucolog B.T. Device
- Glucolog Mobile eller Glucolog Lite (applikation)
- Smartphone och läsplatta (Android eller Apple)



ON/OFF-knapp

Grön lampa lyser =  
enheten aktiverad

Batteri status:  
Röd lampa = urladdat  
Gul lampa = laddar

Anslutning  
blodsockermätare

Laddningsanslutning USB

## Så här fungerar det:

Glucolog B.T. device kopplas till blodsockermätaren. I telefonen aktiverar man Bluetooth så att enheterna paras ihop. Därefter är det möjligt att överföra data från mätaren till en smartphone eller läsplatta med gratisapplikationen *Glucolog Mobile* och *Glucolog Lite*.



Med **Glucolog Mobile** kan du registrera dina testresultat och skicka dem vidare som SMS till en förutbestämd mottagare. SMS:et innehåller blodsockervärde, datum och tidpunkt för de senaste mättillfällena.



**Glucolog Lite** är en dagbok där dina värden sparas och sorteras efter tid och dag och du kan analysera förändringar som presenteras i diagram och grafer. All information kan skickas vidare med e-post till t ex din diabetes-sköterska.

Räckvidd (visuell kontakt)	40 meter
Förvaringstemperatur	-40° C till +80° C
Arbetstemperatur	0° C till +60° C
Batteritid	ca 1 vecka
Batteriladdning	USB
Kompatibilitet Telefoner	Android OS (läsplattor och smartphones), iOS (iPhone, iPad)
Kompatibilitet Blodsockermätare	Mendor Discreet