

Framtiden är här!

GlucoMen[®] areo



Trådlös
överföring till din
smartphone!



Nya **GlucoMen Areo** är en ovanligt smart blodsockermätare!
Den skickar **trådlöst** blodsockervärden vidare till din smart-
phone och sätter därmed en ny standard för blodsockermätare
och patienters egenvård inom diabetes.



Mätområde:	1.1 – 33.3 mmol/L
Hematokrit:	10 – 70 %
Teststickor:	GlucoMen [®] Areo Sensor
Blodprov:	Kapillärt helblod
Enzym:	(GOD)
Batterier:	Två (CR2032).
Batteriets livslängd:	>1000 tester
Minne:	730 test
Larm:	3 st
Dataöverföring:	Kabel, NFC eller Bluetooth-enhet.
Medelvärde:	1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar.
Automatisk avstängning:	Efter 50 sekunder
Mått:	85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H)
Vikt:	46 g (utan batterier)
Brukstemperatur:	5 – 45 °C

- ✓ Upplyst display med stora, tydliga siffror
- ✓ Mätresultatet erhålls på 5 sekunder
- ✓ NFC överföring till smartphone eller läsplatta
- ✓ Blodprovstagaren för AST
- ✓ Ingen kodning behövs
- ✓ Blodvolym, endast 0,5 µL
- ✓ Blodvolymkontroll
- ✓ Måltidsmarkeringar



Glucomen® - en ny standard för blodsockermätare (areo)

En ny värld av appar!

För den som har diabetes och en smartphone, finns idag en stor mängd appar som underlätta vardagen för både patienten, anhöriga och vården. Det finns till exempel dagboksappar, appar för fysisk aktivitet, näringsvärden, trygghet/övervakning och mycket mer.

Trådlös överföring till smartphone

Idag är smartphones ett självklart verktyg i vardagen. Telefonen är alltid med, och ger därför en högre grad av tillgänglighet och användarvänlighet än datorprogram med samma funktioner.



Glucomen Areo har en trådlös överföring av blodsockervärden med sk NFC (Near Field Communication). Det är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta avstånd (< 1 cm).



Detta behöver man:

Allt som behövs är en smartphone som stödjer NFC* eller en surfplatta, samt någon av den växande skara appar som fungerar tillsammans med **Glucomen Areo**. Vilka appar som stöds kan du se på www.diabetesappar.se.

* Följande tillverkare stödjer NFC: Samsung, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, BlackBerry, Asus, Huawei, Alcatel, Sony, Fujitsu, Motorola, Sharp, Panasonic. (Apple iPhone stödjer inte NFC)

DAGBOK



Dagbok för mätvärden finns alltid med. Ersätter pappersvarianter.

RÅDGIVNING



Stöd vid rådgivning. Automatisk överföring till kliniken.

TRYGGHET



Kontinuerlig delning av värden med anhörig eller vården.

MAT



Kolhydraträkning, livsmedelsdatabaser med näringsvärden m m.

TRÄNING



Visar samverkan av mat, motion och medicin över tiden.

 Gilla Glucomen på Facebook
www.arello.com
shop.menariniagnostics.se
www.diabetesappar.se