


A.MENARINI
diagnostics

www.menarindiagnostics.se



ANTIGENTEST:

Coronavirus Antigen – ett snabbtest på 15-minuter

Antigentest används för att identifiera pågående Covid-19-infektioner. Det antigen test som vi distribuerar från Orient Gene ger testresultat inom 15 minuter och underlättar behandlingsbeslut snabbt och effektivt. Under hela denna pandemi har PCR-test varit den vanligaste screeningmetoden för pågående infektioner. A. Menarinis antigen test uppfyller samma syfte som PCR-test men kräver inte labbkapacitet eller specialutrustning och har under tiden en mycket kortare svarstid, vilket gör testet mer användarvänligt och är därmed fördelaktigt i många aspekter.

Bra att veta:

Orientgene Antigen test är en in vitro immuno kromatografisk analys för kvalitativ detektion av nukleokapsidproteinantigen från SARS-CoV-2 i nasofaryngeal (NP) prover direkt eller efter att provet har tillsatts transportmedier från individer som misstänks vara smittade av COVID-19.

Antigentestet är avsett att hjälpa till för att få en snabb diagnos av SARS-CoV-2-infektioner.

Resultat inom
15 minuter



Artikelnr: 51967

- Testet är CE-märkt och är enbart avsett för vårdpersonal.
- Produktens insert visar en hög noggrannhet (98,5%) och att specificiteten är 99,06 % *
- Antigentestet tas genom ett näs/svalgprov (NP), testmedia från patienter med tecken och symtom på luftvägsinfektion som misstänks för COVID-19.
- Enkelt att använda och sparar tid.
- Alla nödvändiga reagenser ingår och ingen annan utrustning behövs (förutom en klocka).

Obs: **Orientgene Antigen test** upptäcker men skiljer inte mellan SARS-CoV och SARS-CoV-2.

* Not. Inget antigen test är felfritt. Även om t ex studier och valideringar visar 100% noggrannhet, kan felaktiga resultat uppstå.